

Belicleen 研究用 日本製

新型コロナウイルス(COVID-19)

抗原検査キットAg

COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST KIT AG

自宅で簡単
高精度

結果まで
15分


鼻腔
拭いタイプ




3つの
手順で
簡単セルフ
チェック




1 綿棒を鼻腔内に挿入し鼻腔内壁をぬぐう。



2 綿棒を検体希釈液と混ぜ合わせ、絞りながら引き抜く。



3 検体を落とし、15分程度待ってから確認する。



まずはお電話にて
在庫確認を! 担当:平田まで
TEL:06-6352-7734
[受付時間:平日10時~17時]

注文書に必要事項を記入し、
FAXでご返信ください &
ご入金をお願いいたします

注文書とご入金
が確認できましたら
弊社より順次発送
いたします

納品

※現在、在庫僅少のため、ご注文の前に必ず在庫確認のご連絡をお願いしております。その際に納品日についてもお知らせいたします

[本製品は診断目的での使用ではなく研究用として販売しています。体外診断用医薬品ではありません]

【注意事項】●本製品は、体外診断用医薬品ではなく、新型コロナウイルス抗原の有無を見るための試験研究用としての使用に限定されます。●抗原テストの結果は、SARS-CoV-2感染の診断や治療の目的としては使用しないでください。●本製品を臨床診断の目的としては使用できません。新型コロナウイルス感染症の臨床診断を求める場合は医療機関に相談してください。●本製品は厚生労働省に承認された製品ではなく、研究用の販売となりますので自己責任でご使用ください。●本製品の包装、キットの仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。【保管条件及び安定性】●本製品は常温か冷蔵(4-30℃)で保管してください。●本製品は冷凍しないでください。●使用期限は製造日から1年です。使用期限を過ぎた場合は使用しないでください。●本製品内の密封された用品は、開封後1時間を超えて未使用の場合は廃棄してください。

商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格 (税込)	入数	法人価格 (税込)	梱包 サイズ	サイズ幅×奥行×高(mm)	重量	
ベリクリーン 新型コロナウイルス 抗原検査キットAg	P370		1,500円 (1,650円)	100個	110,000円 (121,000円)		個装	140×20×80	-g
							内箱	-	-kg
							外箱	-	-kg



製造販売元
株式会社ベリカ

〒530-0043 大阪市北区天満4-15-12アヴァロンビル5F
お問い合わせ先 TEL:06-6352-7734 FAX:06-6352-7793

注文書**FAX:06-6352-7793**No. **ベリクリーン抗原検査キットAg [予約販売(2月下旬～発送)]**

まずはお電話にて
在庫確認を! 担当:平田まで
TEL:06-6352-7734
[受付時間:平日10時～17時]

注文書に必要事項を記入し、
FAXでご返信ください &
ご入金をお願いいたします

注文書とご入金
が確認できましたら
弊社より順次発送
いたします

納品

※現在、在庫僅少のため、ご注文の前に必ず在庫確認のご連絡をお願いしております。その際に納品日についてもお知らせいたします

※太線内のみご記入ください。

お申込者 ご請求先	貴社名	フリガナ	ご担当者名	フリガナ
	電話			
	E-mail			
	住所	〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

お申し込みに関しては下記の【注意事項】の内容を十分ご理解いただきご同意の上ご記入をお願いします。

商 品 名	単価(税込)	数 量	金 額
ベリクリーン 抗原検査キット 100個入り	121,000円		

掲載価格は消費税10%・送料込み価格で表示されています。

【注意事項】 本製品は診断目的でのご使用ではなく研究用として販売しています。

●本製品は、体外診断用医薬品ではなく、新型コロナウイルス抗原の有無を見るための試験研究用としての使用に限定されます。●抗原テストの結果は、SARS-CoV-2感染の診断や治療の目的としては使用しないでください。●本製品を臨床診断の目的としては使用できません。新型コロナウイルス感染症の臨床診断を求める場合は医療機関に相談してください。●本製品は厚生労働省に承認された製品ではなく、研究用の販売となりますので自己責任でご使用ください。●本製品の外装、キットの仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。[保管条件及び安定性]●本製品は常温か冷蔵(4-30℃)で保管してください。●本製品は冷凍しないでください。●使用期限は製造日から1年です。使用期限を過ぎた場合は使用しないでください。●本製品内の密封された用品は、開封後1時間を超えて未使用の場合は廃棄してください。

〈返品・交換について〉

■衛生上の観点から、お客様都合による商品の返品はお受けできませんのでご了承ください。

〈個人情報について〉

■ご記入いただいた個人情報は、お申込み内容に関する確認・連絡及び弊社製品やサービスのご案内に利用させていただきます。ご本人の同意を得ることなく第三者に提供する事はございません

〈お支払いについて〉

ご注文後3営業日以内に郵便局、銀行からお振込みください。
※お支払い・お振込み手数料はお客様のご負担となります。

お振込先 / りそな銀行 南森町支店 (普通)0394796
名義 / カ) ベリカ

※振込人名は P370+お客様名(ご注文者様名)をお願いいたします

お問合せ
株式会社ベリカ

〒530-0043 大阪市北区天満 4-15-12 アヴァロンビル 5F
TEL : 06-6352-7734 FAX : 06-6352-7793