



疲れた足を
和漢の力で
寝ながらケア



内容量
6枚入

こんなお悩みありませんか？

足がむくみやすく
パンパンになる

疲れやダルさが
なかなか取れない

冷えが気になる

手軽に
リフレッシュしたい



貼って寝るだけで翌朝スッキリ！
足裏ケアして健康サポート！

デスクワークや立ち仕事、
スポーツなどで疲れた足に
貼って寝ると、樹液シート
の主成分が不要な水分を吸
収しやさしくケアします。
第2の心臓と言われる足裏
のケアして健康の一步につ
なげましょう。



足裏は第2の心臓
と呼ばれています。

自然由来の成分配合




シートが
変色するから
目に見えて
効果を実感

※変色の色の濃さはその日によって、また個人差で変わります。

使用方法

①樹液シートの印刷面を専用粘着シートの中央に貼り付けてください。②樹液シートが内側になるように足裏に貼付けます。③起床後シートをはがします。



商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格 (税込)	入数	梱入数	梱包サイズ	サイズ幅×奥行×高(mm)		重量
							個装	110×18×155	
ベリクリーン 和漢樹液シート 6枚入 【樹液シート6枚(2枚入×3袋)、粘着シート6枚】	P335		OPEN	6枚	—		6枚入	—	—
							—	—	—
							—	—	—