

口紅やファンデーションなどの化粧汚れにも

内容量

200ml



### 経血汚れで困ったことはありませんか？

生理中はうっかりショーツを汚してしまうこともありますよね。でも経血汚れやおりもの汚れは、なかなか落としづらいもの。大切な下着や衣類を長く使うために専用の洗剤を用意しておきましょう。

### 落ちにくい汚れを分解・洗浄

経血や切り傷・鼻血などの血液汚れ・おりもの汚れなどの落ちにくい汚れに直接吹きかけるだけで簡単にお手入れができる、さらに口紅やファンデーションなどの化粧汚れにも効果を発揮します。

### 使用方法

①ポンプロックを解除し、衣類の汚れた部分に直接スプレーしてください。②5~10分置いた後、手洗い・もしくは洗濯機で通常通り洗ってください。



汚れた部分に直接スプレーし、5~10分放置



手洗いまたは洗濯機で通常通り洗ってください

※衣類を濡らしてから洗剤を吹き付けると洗浄効果が弱まりますのでご注意ください。

商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格	入数	梱入数	梱包サイズ	サイズ幅×奥行×高(mm)	重量
							個装	
Belicleen ランジェリー専用洗剤 200ml	P311		OPEN	36本	36本 (200ml×36本)	内箱	Φ50×195	250g
		4 580254 394408				外箱	無	無
							318x318x218	9.8kg

